



CARE+ Solución Oftálmica Hidratante 0,2% Hialuronato de sodio

Sin conservantes

10 ml

Composición: Hialuronato sódico al 0,2 %, ácido cítrico monohidrato, citrato trisódico dihidrato, cloruro sódico, agua para inyectables.

CARE+ SOLUCIÓN OFTÁLMICA HIDRATANTE es una solución estéril para uso oftálmico, con pH fisiológico y base de ácido hialurónico de calidad farmacéutica (como hialuronato sódico), un polímero presente normalmente en diferentes partes del cuerpo humano. El ácido hialurónico tiene propiedades viscoelásticas, mucomiméticas y mucoadhesivas que mejoran la estabilidad de la película lagrimal y mantienen la superficie ocular lubricada e hidratada.

No contiene conservantes ni moléculas con acciones antiinflamatorias o vasoconstrictoras.

CARE+ SOLUCIÓN OFTÁLMICA HIDRATANTE es compatible con lentes de contacto blandas y duras.

Uso previsto

CARE+ SOLUCIÓN OFTÁLMICA HIDRATANTE hidrata y lubrica el ojo para aliviar los síntomas de irritación, sequedad y sensación de cuerpo extraño ocasionados por:

- el síndrome del ojo seco;
- factores mecánicos (uso de lentes de contacto, después de una cirugía ocular);
- factores ambientales (viento, humo, polen, polvo, contaminación);
- estrés visual (luz excesiva, uso prolongado de ordenadores y tabletas).

Instrucciones de uso

- Lávese y séquese bien las manos antes de usar.
- Retire el precinto de seguridad antes de la primera administración.
- Retire el tapón protector.
- Inclíne la cabeza hacia atrás y mire hacia arriba.
- Deslice suavemente hacia abajo el párpado inferior para formar una pequeña cavidad entre el párpado y el ojo.
- Coja el bote con la otra mano, invierta el bote y presiónelo moderadamente para liberar 1 gota de **CARE+ SOLUCIÓN OFTÁLMICA HIDRATANTE** en la cavidad formada.
- Espere unos segundos después de cada gota sin apretar el bote. Esto permitirá que vuelva a fluir suficiente aire al sistema de filtro de aire estéril; de lo contrario, es más difícil que salgan las gotas.
- A medida que el bote se va vaciando, es posible que haya que ejercer más presión para administrar el producto. Esto se debe a las características propias del sistema de cierre para preservar la esterilidad y las características químicas y físicas de las soluciones sin conservantes. Siempre quedará en el bote una pequeña cantidad de solución.
- Si cree que la gota no ha entrado en el ojo, aplique otra gota.
- Repita el proceso en el otro ojo, si es necesario;
- Elimine la gota que queda en la punta después de su uso.
- Después de su uso, cierre inmediatamente el frasco con el tapón.
- No coloque la tapa protectora con el envase aún apretado;
- No toque la punta del aplicador con nada, ni siquiera con el ojo ni con los dedos;
- **CARE+ SOLUCIÓN OFTÁLMICA HIDRATANTE** puede utilizarse según las necesidades o siguiendo las recomendaciones del médico;
- **CARE+ SOLUCIÓN OFTÁLMICA HIDRATANTE** puede utilizarse hasta 3 meses después de la primera apertura.

Precauciones y advertencias

- El producto es exclusivamente para uso oftálmico.
- El producto es para uso en un solo paciente.
- No utilice el producto si el envase está dañado o no está perfectamente cerrado cuando lo abra por primera vez.
- No use el producto si observa partículas visibles o cambios en el color de la solución.
- Durante la aplicación, no toque los ojos ni ninguna otra superficie con el borde dispensador del bote.
- No utilice el producto después de la fecha de caducidad indicada en el envase.
- En caso de efectos secundarios durante el uso, interrumpa el tratamiento y consulte a un médico.
- No use el producto en caso de incompatibilidad conocida con alguno de los componentes.
- No se han notificado interacciones con fármacos ni con otras gotas oftálmicas; sin embargo, deje pasar como mínimo 15 minutos entre la administración de este producto y la de otras gotas oftálmicas.
- El producto normalmente está indicado para un uso continuado durante un máximo de 30 días; si los síntomas persisten, consulte a su médico.
- Elimine el producto de acuerdo con la normativa local de gestión de residuos.
- Mantenga fuera del alcance y de la vista de los niños.
- Consulte a su médico antes de utilizar este producto si está embarazada o en periodo de lactancia.
- Para uso externo, no ingerir.
- No manipule ni desmonte la boquilla del frasco;
- **CARE+ SOLUCIÓN OFTÁLMICA HIDRATANTE** no está indicado para el tratamiento de infecciones y otras enfermedades oculares. Estas afecciones requieren atención médica;
- Los incidentes graves relacionados con el producto deben notificarse al fabricante y a la autoridad competente del Estado miembro en el que esté establecido.

Efectos secundarios

Inmediatamente después de la instilación, el producto puede producir una ligera visión borrosa temporal debido a la viscosidad de la solución. Por tanto, es aconsejable esperar unos segundos antes de realizar cualquier actividad que requiera una visión clara.

Condiciones de conservación

Conservar entre 2 °C y 30 °C.

El contenido debe utilizarse en los 3 meses siguientes a la primera apertura.

Envase

Un bote con 10 ml de solución estéril sin conservantes.

Caducidad

Véase la fecha de caducidad indicada en la caja y en la etiqueta



C.O.C. Farmaceutici S.r.l.
Via Modena, 15
40019 - Sant'Agata
Bolognese
(BO) Italia



Laboratorio STADA, S.L.
Frederic Mompou 5,
08960 Sant Just Desvern (Barcelona) España
en representación de
NTC Srl, Via Luigi Razza 3,
20124 - Milan, Italia



DT/01/DT/006



93866412512

LFHYS30800